

Анти-Фосфо-Mmap2K3-S189/Map2K6-S207 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - P46734 / P52564

Артикул: CM0001288

введение

Поликлональные кроличьи антитела для обнаружения фосфорилированного MAP2K3 (S189) и MAP2K6 (S207) у человека, мыши и крысы. Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для изучения каскадов MAP-киназ, активируемых стрессом, и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Вид	Человек
GeneID (человек)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46734/P52564
Молекулярный вес белка	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Доставка	Сумка со льдом