


Анти-Фосфо-Map2K4 (S257) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P - P45985

Артикул: CM0001357



введение

Фосфо-MAP2K4 (S257) кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный, крысиный фосфо-MAP2K4, ключевую JNK/p38 MAPK киназу, участвующую в сигнальном пути стресса и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MAP2K4-S257 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6416
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S257 человеческого MAP2K4 (NP_003001.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45985
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумка со льдом