


Антитело Кроличье Поликлональное К Фосфо-Map2K4 (S257/T261) Для Wb И Elisa - P45985

Артикул: CM0001436



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, распознающее MAP2K4, фосфорилированный по остаткам Ser257 и Thr261. Валидировано для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей стресса и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP2K4-S257/T261 Кроличье пАт
Примечания/Синонимы	JNK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Фосфо-MAP2K4-S257/T261
Вид	Человек
ID гена	6416
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид в районе S257 и T261 человеческой MAP2K4 (NP_003001.1))
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45985
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Ледовая сумка