

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-МарЗК5 (S1033) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99683

Артикул: CM0000958



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному MAP3K5 (ASK1) по Ser1033. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Детектирует киназу, участвующую в ответе на стресс, апоптозе и передаче сигналов MAP-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP3K5-S1033 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Фосфо-MAP3K5-S1033
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4217
GeneID	4217
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области вокруг S1033 белка MAP3K5 человека (NP_005914.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99683
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом