

Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-MAP3K5-T918 Для Wb И Elisa — Q99683

Артикул: CM0001401



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное на фосфорилированный Thr918 человеческого MAP3K5 (ASK1, MEKK5). Валидировано для Вестерн-блота и ELISA. Идеально подходит для изучения апоптоза, ответа на окислительный стресс и сигнальных путей MAP-киназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MAP3K5-T918 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-T918
Вид	Человек
GeneID	4217
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99683
Молекулярная масса белка	155 кДа
Доставка	С ледяным пакетом