

## Анти-Фосфо-Маркарк2 (Т334) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Р49137

Артикул: CM0001195



### введение

Специфическое к фосфо-форме поликлональное кроличье антитело против МАРКАРК2 в позиции треонина 334. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с МАРКАРК2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей стресса, воспаления и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-МАРКАРК-2/МК2-Т334 Rabbit pAb                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | МК2; МК-2; МАРКАР-К2; Phospho-МАРКАРК-2/МК2-Т334                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                          |
| ID гена (Человек)         | 9261                                                                                                             |
| ID гена                   | 9261                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Т334 человеческого МАРКАРК2 (NP_116584.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                           |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                             |
| SWISS                     | P49137                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 46кДа                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                   |