

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Marcks-S158 Для Вестерн-Блоттинга - P29966

Артикул: CM0001233

введение

Кролижье поликлональное антитело, специфичное к MARCKS, фосфорилированному по Ser158. Валидировано для детекции методом Вестерн-блоттинга в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга PKC, динамики актинового цитоскелета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-MARCKS-S158 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
Вид	Человек
GenelD (Человек)	4082
GenelD	4082
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку вокруг S158 человеческого MARCKS (фосфо-специфичный)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29966
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом