

Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Mek1-S298 Для Вестерн-Блоттинга - Q02750

Артикул: CM0001071



введение

Кроличье моноклональное антитело к Phospho-MEK1-S298 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на человеке, крысе. Нацелено на человеческий MEK1, фосфорилированный по серину 298, ключевую двуспецифическую киназу в сигнальном каскаде MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MEK1-S298 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MEL; Phospho-MEK1-S298
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5604
GeneID	5604
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S298 человеческого MEK1 (Q02750)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент