

Кроличьи Поликлональные Антитела К Фосфо-Mek2 (T394) Для Wb И If/Icc - P36507

Артикул: CM0001573



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела выявляют эндогенные уровни MEK2 только в фосфорилированном по треонину 394 состоянии — критически важной киназы в сигнальном каскаде MAPK/ERK. Подходят для вестерн-блоттинга и иммунофлуоресцентного анализа в клетках человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MEK2-T394, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Phospho-MEK2-T394
Вид	Человек
ID гена (человек)	5605
ID гена	5605
Иммуноген	Фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг T394 MEK2 человека
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36507
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом