

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Met-Y1234/1235 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08581

Артикул: CM0001305



### введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфо-MET-Y1234/1235 от CamelBio детектирует фосфорилированный MET (Y1234/1235) в образцах человека с помощью Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигналинга HGF/MET и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело против фосфо-MET-Y1234/1235                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Фосфо-MET-Y1234/1235                                                         |
| Вид                                | Человек                                                                                                               |
| GeneID                             | 4233 (человек)                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг Y1234 и Y1235 белка MET человека (NP_000236.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                |
| Категория                          | Фосфоспецифичные антитела                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                               |
| SWISS                              | P08581                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 156 кДа                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                     |