

Анти-Фосфо-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) Кроличий
Моноклональный Антитело Для Wb/If/Elisa - P46734 / P52564
Артикул: CM0000820

введение

Специфичный к фосфорилированию кроличий моноклональный антитело, направленный на фосфорилирование по S189 MKK3 и S207 MKK6. Валидирован для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA в образцах человека и мыши для изучения путей MAPK, активируемых стрессом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Вид	Человек
ID гена	5606/5608
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S189/S207 человеческого MKK3/MKK6.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46734/P52564
Молекулярный вес белка	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Доставка	Сумка со льдом