

Кроличий Моноклональный Антитело Против Фосфорилированного Mst1-T183+Mst2-T180 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13188 / Q13043

Артикул: CM0001324



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, распознающее MST1 (T183) и MST2 (T180) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА в исследованиях пути Hippo и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MST1-T183+MST2-T180 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KRS1; MST2; KRS2; MST1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T180/T183 человеческого MST2 (NP_006272.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13188/Q13043
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом