

Анти-Фосфо-Mtor-S2448 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Артикул: CM0001894



введение

Кроличий моноклональный антитело к фосфо-mTOR (Ser2448), валидированный для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным mTOR, нацеливаясь на ключевой сайт фосфорилирования в исследованиях сигнального пути mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-mTOR-S2448 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Фосфо-mTOR-S2448
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2475
GeneID	2475
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42345
Молекулярный вес белка	289кДа
Доставка	Сумка со льдом