

Анти-Фосфо-Mtor-S2448 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Артикул: CM0000987



введение

Поликлональные антитела кролика к фосфо-mTOR-S2448, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный mTOR при фосфорилировании по серину 2448. Идеальны для анализа сигнального пути mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-mTOR-S2448 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Фосфо-mTOR-S2448
Вид	Человек
Идентификатор гена	2475
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S2448 человеческого mTOR (NP_004949.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42345
Молекулярный вес белка	289 кДа
Доставка	Сумка со льдом