

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Mtor (Ser2481) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42345

Артикул: CM0001176



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело к mTOR (Ser2481), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет mTOR человека и мыши. Ключевой инструмент для исследования активности mTORC2, рака и метаболических сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Фосфо-mTOR-S2481 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2475
GeneID	2475
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S2481 mTOR человека (P42345).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42345
Молекулярная масса белка	289 кДа
Доставка	В пакете со льдом