

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Phospho-Ncf4 (P40-Phox) T154 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q15080

Артикул: CM0001881



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NCF4/p40-phox (фосфорилирование в сайте T154). Подходят для Вестерн-блота и ИФА, помогают в исследовании активации комплекса НАДФН-оксидазы и биологии фагоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NCF4/p40-phox-T154 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Phospho-NCF4/p40-phox-T154
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	4689
ID гена	4689
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T154 человеческого NCF4 (NP_000622.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15080
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом