


## Анти-Фосфо-NdrG1-S330 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q92597

Артикул: CM0001476



### введение

Поликлональные антитела кролика к фосфо-NDRG1 (S330), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирующие с человеческим и мышинным белками. Полезны для исследований стрессового ответа, супрессии опухолей и миелинизации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-NDRG1-S330 кролик pAb                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Фосфо-NDRG1-S330            |
| Вид                       | Человек                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 10397                                                                                                           |
| GeneID                    | 10397                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S330 человеческого NDRG1 (NP_001128714.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                          |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                   |
| SWISS                     | Q92597                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 43кДа                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                  |