


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-NdrG1 (T346) Для Вестерн-Блота И Ифа - Q92597

Артикул: CM0001878



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному NDRG1 (T346) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает стресс-чувствительный опухолевый супрессор NDRG1, фосфорилированный по треонину 346. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NDRG1-T346 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Phospho-NDRG1-T346
Вид	Человек
ID гена	10397
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T346 человеческого NDRG1 (NP_001128714.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92597
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом