


Анти-Фосфо-Nf-Kb P65/Rela-S311 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа - Q04206

Артикул: CM0000454



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело к NF-kB p65 (RelA), фосфорилированному по серину 311. Валидировано для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для исследований сигнального пути NF-kB, воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-kB p65/RelA-S311 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
Вид	Человек
ID гена (человек)	5970
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S311 человеческого RelA (NP_068810.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодильник