


Моноклональное Антитело Против Фосфо-Nf-Kb P65/Rela (S536) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q04206

Артикул: CM0001427



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного по Ser536 человеческого NF-κB p65. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Идеально для изучения активации NF-κB при воспалении и в иммунных реакциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-κB p65/RelA-S536 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Фосфо-NF-κB p65/RelA-S536
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5970
ID гена	5970
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S536 человеческого NF-κB (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом