


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Nf-Kb P65/Rela-S536 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q04206

Артикул: CM0001723



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против фосфо-NF-kB p65/RelA-S536, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Взаимодействует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнального пути NF-kB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-kB p65/RelA-S536 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Фосфо-NF-kB p65/RelA-S536
Вид	Человек
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S536 человеческого RelA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сухой лед / Холодильная упаковка