


Анти-Фосфо-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ip, Elisa - Q04206

Артикул: CM0000695



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против фосфорилированного NF-kB p65/RelA в положении Ser468. Валидировано для WB, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения путей передачи сигналов при воспалении, иммунитете и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NF-kB p65/RelA-S468 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5970
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S468 человеческого RELA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	В ледяном пакете