


Анти-Фосфо-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04206

Артикул: CM0001248



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против сайта фосфорилирования S529 человеческого NF-kB p65 (RelA), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения сигналинга NF-kB при воспалении, иммунитете и раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5970
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S529 человеческого NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент