


Анти-Фосфо-Nf-Kb P65/Rela-T435 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb И Elisa - Q04206

Артикул: CM0001187



введение

Поликлональные антитела кролика против фосфорилированного NF-kB p65 (RelA) в положении Thr435. Валидированы для WB и ELISA, реагируют с образцами человека и мыши. Идеальны для исследований сигнального пути NF-kB и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Фосфо-NF-kB p65/RelA-T435 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Фосфо-NF-kB p65/RelA-T435
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5970
ID гена	5970
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T435 человеческого RelA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом