

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Nfkb1-S337 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P19838

Артикул: CM0000738



введение

Кроличье моноклональное антитело Phospho-NFKB1-S337 детектирует эндогенные уровни NFKB1 только при фосфорилировании по серину 337. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека — идеально для исследований воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Phospho-NFKB1-S337
Примечания/Альтернативные названия	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4790
ID гена	4790
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг S337 белка NFKB1 человека (NP_001158884.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	85 кДа/105 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом