

Кроличья Поликлональная Антифосфо-Антитело К Nfkb1-S893 Для If/Icc - P19838

Артикул: CM0000944



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NFKB1 p105, фосфорилированный по S893. Валидировано для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии на образцах человека. Поддерживает исследования сигнального пути NF-κB, воспаления и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NFKB1-S893 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-κappaB; NFKB-p105; NF-κappa-B1; NF-κappabeta; Phospho-NFKB1-S893
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4790
GeneID	4790
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку вокруг S893 белка NFKB1 человека
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом