


Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Nfkb1 (S932) Для Wb - P19838

Артикул: CM0000536



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфически распознающие NFKB1, фосфорилированный по серину 932. Валидированы для вестерн-блоттинга (WB) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований NF-kB-сигнального пути и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Phospho-NFKB1-S932
Примечания/Синонимы	KB1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S932
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4790
GeneID	4790
Иммуноген	Синтетический пептид; фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг S932 человеческого NFKB1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом