

Кроличий Поликлональный Антитело Против Фосфо-Nmdar1-S890 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q05586

Артикул: CM0000533



введение

Специфическое к фосфоформе кроличье поликлональное антитело, детектирующее NMDAR1, фосфорилированный по Ser890. Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реактивность с человеческим и крысиным белками. Идеально подходит для изучения сигналинга NMDA-рецепторов в синаптической пластичности и нейропатологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NMDAR1-S890 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S890
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2902
ID гена	2902
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S890 человеческого NMDAR1 (NP_015566.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q05586
Молекулярный вес белка	105кДа
Доставка	Сумка со льдом