


Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Nmdar1 (S896/S897) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q05586

Артикул: CM0001674



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфорилированного Ser896/Ser897 человеческого NMDAR1 (GluN1). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для исследований синаптической пластичности и рецепторов NMDA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NMDAR1-S896/S927 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2902
GeneID	2902
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S896 & S897 человеческого NMDAR1 (NP_015566.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05586
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	В пакете со льдом