

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Phospho-Npm1-T199 Для Wb, Elisa - P06748

Артикул: CM0001752



введение

Кроличье поликлональное антитело для детекции фосфорилированного NPM1 по остатку Thr199 в образцах человека. Подходит для вестерн-блотирования и ИФА. Идеально подходит для изучения фосфорилирования нуклеофосмина в исследованиях биогенеза рибосом, удвоения centrosom и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NPM1-T199 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	B23; NPM; Phospho-NPM1-T199
Вид	Человек
GeneID (человек)	4869
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T199 человеческого NPM1 (NP_001032827.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06748
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет