


Кроличыи Мат К Anti-Phospho-Nrf2-S40 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16236

Артикул: CM0000880



введение

Кроличыи МАТ к Phospho-NRF2-S40 обнаруживают фосфорилированный NRF2 (Ser40) у человека, мыши, крысы. Подходят для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Идеальны для исследований окислительного стресса и цитопротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ к Phospho-NRF2-S40
Примечания/Псевдоним	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHN; Phospho-NRF2-S40
Вид	Человек
ID гена	4780 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S40 человеческого NRF2 (Q16236)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16236
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом