


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Nrf2 (S40) Для ВБ - Q16236

Артикул: CM0001974



введение

Фосфо-NRF2 (S40) кроличье моноклональное антитело выявляет фосфорилированный NRF2 у человека, мыши и крысы. Подходит для ВБ, ИФ, ИГС-П и ИФА. Идеально подходит для исследования оксидативного стресса и цитопротекторных генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NRF2 (S40) кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	NRF2; NFBP1; Nrf-2; IMDDHH
Вид	Человек
GeneID	4780
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S40 человеческого NRF2 (Q16236)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГС-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16236
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовая упаковка