


Антирабичья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Nrf2 (S40) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16236

Артикул: CM0000604



введение

Данная поликлональная антитела кролика, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), детектирует человеческий NRF2, фосфорилированный по серину 40. Это незаменимый инструмент для исследований окислительного стресса, редокс-сигналинга и цитопротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NRF2-S40 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHN; Phospho-NRF2-S40
Вид реактивности	Человек
ИД гена (человек)	4780
ИД гена	4780
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S40 человеческого NRF2 (NP_006155.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16236
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовой пакет