

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Нуклеолина (T76) Для Игх-П И Ифа — P19338

Артикул: CM0001614



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфо-нуклеолина (T76) для детекции человеческого нуклеолина, фосфорилированного по остатку T76. Валидировано для применения в ИГХ-П и ИФА. Поддерживает исследования биогенеза рибосом и динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-нуклеолин (T76), кроличье мкАнт
Примечания/Алиасы	C23; Nsr1; Phospho-Nucleolin-T76
Вид	Человек
GeneID (человек)	4691
GeneID	4691
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотным остаткам в области T76 нуклеолина человека.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19338
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодовой пакет