

Моноклональное Антитело Против Фосфо-P38 Mapk (T180) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539 / P53778 / Q15759

Артикул: CM0001036



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на фосфорилированный p38 MAPK (Thr-180), валидировано для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Необходимо для изучения сигналинга стресс-активируемых MAP киназ, воспаления и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p38 MAPK-T180 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Фосфо-p38 MAPK-T180
Вид	Человек
GeneID (человек)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T180 человеческого p38 MAPK (NP_620581.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом