


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q16539

Артикул: CM0000713



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного p38 MAPK (Tyr182). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P) и ИФА (ELISA) с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования путей передачи сигналов стресса и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
Вид	Человек
GeneID (человек)	1432
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области Y182 человеческой MAPK (NP_620581.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодовой пакет