


Поликлональное Антитело Против Фосфорилированного P53 (S15) Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P04637

Артикул: CM0000917



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному p53 в положении Ser15. Валидировано для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Предназначено для изучения ответа на повреждение ДНК, апоптоза и регуляции клеточного цикла в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-S15 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S15
Вид	Человек
GeneID (человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S15 белка p53 человека (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет