


Поликлональное Антитело Anti-Phospho-P53-S315 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P04637

Артикул: CM0001375



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфически распознающее фосфорилированный p53 по Ser315. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека и крысы. Подходит для исследований апоптоза, клеточного цикла и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p53-S315 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S315
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S315 белка p53 человека (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом