

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-P53 (S33) Для ВБ, Игс-П, Ип, Ифа - P04637

Артикул: CM0001860



введение

Phospho-p53-S33 кроличья поликлональная антитела обнаруживает эндогенные уровни p53, фосфорилированного по Ser33 у человека, мыши и крысы. Подходит для ВБ, ИГС-П, ИП и ИФА, является ценным инструментом для изучения опосредованной p53 остановки клеточного цикла, апоптоза и сигналинга опухолевой супрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Phospho-p53-S33 кроличья pAb
Примечания/псевдонимы	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S33
Вид	Человек
ID гена (человек)	7157
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид в области S33 человеческого p53 (NP_000537.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет