


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-P53-S392 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04637

Артикул: CM0000927



введение

Кроличье поликлональное антитело к Phospho-p53-S392 (P04637), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Подходит для работы с образцами человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигналинга p53, апоптоза и супрессии опухолей в исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Phospho-p53-S392
Примечания/Альтернативные названия	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S392
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический фосфопептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг остатка S392 белка p53 человека (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом