


Анти-Фосфо-P53 (S9) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ip, Elisa - P04637

Артикул: CM0001773



введение

Фосфо-p53 (S9) поликлональные кроличьи антитела (pAb) для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий p53, фосфорилированный по серину 9. Подходят для исследований в области подавления опухолей, апоптоза и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-S9 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Фосфо-p53-S9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S9 человеческого p53 (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом