


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-P53 (Ser15) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P04637

Артикул: CM0001774



введение

Валидированное методом нокаута кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного человеческого p53 (Ser15). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным p53. Идеально для исследований рака и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Фосфо-p53-S15 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Фосфо-p53-S15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7157
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S15 человеческого p53
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом