


Кроличий Моноклональный Антитело Anti-Phospho-P53 (T55) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04637

Артикул: CM0001095



введение

Кроличье мАб Phospho-p53-T55 (Кат. AP0986), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфически обнаруживает человеческий p53, фосфорилированный по Thr55, что позволяет изучать активацию p53 и механизмы подавления опухоли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p53-T55 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T55
Вид	Человек
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T55 человеческого p53 (P04637)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом