

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-P53 (T81) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04637

Артикул: CM0001836



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный p53 по Thr81, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и крысы. Идеально для изучения апоптоза, регуляции клеточного цикла и опухолевой супрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-T81 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P53, BCC7, LFS1, BMF55, TRP53, Фосфо-p53-T81
Вид	Человек
GeneID (человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T81 белка TP53 человека (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом