

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-P70 S6 Киназы 1 (S371) Для Вестерн-Блота И Ифа - P23443

Артикул: CM0000752



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее p70 S6 киназу 1, фосфорилированную по остатку Ser371. Валидировано для WB и ИФА; реагирует с человеческой и мышинной RPS6KB1. Поддерживает исследования сигналинга mTOR и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p70 S6 киназа 1-S371, кроличье pAb
Примечания/Алиасы	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
Вид	Человек
ID гена (человек)	6198
ID гена	6198
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S371 человеческой RPS6KB1 (NP_001258989.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23443
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник