

Кроличыи Rab К Анти-Фосфо-P70 S6 Киназе 1 (Ser371) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23443

Артикул: CM0000427



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело, распознающее человеческую p70 S6 киназу 1, фосфорилированную по Ser371. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с мышью. Обнаруживает полосу при 59 кДа. Идеально подходит для изучения сигнального пути mTOR и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p70 S6 киназа 1-S371, кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Фосфо-p70 S6 киназа 1-S371
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6198
GeneID	6198
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S371 человеческого P70S6K1 (NP_001258989.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P23443
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом