


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q15418

Артикул: CM0001453



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело к RSK1/RPS6KA1 по Ser380. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для изучения MAPK-сигналинга, пролиферации и выживания клеток. Uniprot: Q15418.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Примечания/Альтернативные названия	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Фосфо-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Вид	Человек
GeneID	6195
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S380 белка p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 человека (Q15418)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT (UniProt)	Q15418
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом