


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Фосфо-Рак1/2/3 (S144/S141/S139) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13153 / Q13177 / O75914

Артикул: CM0001673



введение

Фосфоспецифичные кроличьи моноклональные антитела, распознающие PAK1 (S144), PAK2 (S141), PAK3 (S139). Валидированы для ВБ и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования апоптоза, цитоскелета и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PAK1/2/3-S144/S141/S139, кроличьи моноклональные антитела
Примечания/синонимы	PAKalpha; Фосфо-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Вид	Человек
ID гена (человек)	5058/5062/5063
ID гена	5058/5062/5063
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S144 PAK1 человека (Q13153)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	С холодоэлементом