


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Паксиллина (Y118) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49023

Артикул: CM0001817



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфо-Паксиллину (Tyr118). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований фокальных адгезий и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье mAb против фосфо-Паксиллина-Y118
Примечания/Альтернативные названия	PXN; паксиллин; Фосфо-Паксиллин-Y118
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5829
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y118 человеческого Паксиллина (P49023)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49023
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	В термопаке со льдом