

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Pdgfr Альфа-Y754 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16234

Артикул: CM0001694



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на PDGFR альфа в положении Tyr754. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует эндогенные уровни PDGFR альфа только при фосфорилировании в Tyr754. Реагирует с человеческим белком. Полезно для изучения сигналинга PDGF и в онкологии. Предсказанная молекулярная масса 123 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDGFR альфа-Y754 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Фосфо-PDGFR альфа-Y754
Вид	Человек
ID гена	5156
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y754 человеческого PDGFRA (NP_006197.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16234
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом